



NEUTRAL

## TMS SENSITIVE WIPES

Alkoholfreie Desinfektionstücher

VAH

IHO



### Produktbeschreibung

TMS sensitiv Wipes sind gebrauchsfertige, aldehyd- und alkoholfreie Hygienetücher mit einem breitem Wirkungsspektrum zur Desinfektion aller Oberflächen und Gegenständen im patientennahen Umfeld wie auch von Oberflächen in der Industrie und in Lebensmittelbereichen. Ideal wenn praxisgerechte Einwirkzeiten erforderlich sind. Sie hinterlassen keine Rückstände und bestehen aus cellulosischen Fasern, die aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz gewonnen werden.

### Anwendungsgebiet

Zur Desinfektion von wischbeständigen Oberflächen in Lebensmittelbereichen, in der Industrie und öffentlichen Einrichtungen. Bei Verwendung in Kliniken, Praxen, Ambulanzen und Pflegeeinrichtungen bitte beachten: Nicht geeignet für die Desinfektion von Medizinprodukten.

### Anwendungshinweise

Das gebrauchsfertige Produkt wird im Wischverfahren verwendet. Hierbei gilt, dass die zu desinfizierende Fläche über die gesamte Einwirkzeit feucht gehalten werden muss, um die Wirksamkeit zu erzielen.

Die Menge, die auf die Oberfläche aufgebracht werden muss, ist abhängig von Oberflächenbeschaffenheit, Umgebungsbedingungen wie Temperatur und Luftfeuchte. Im Lebensmittelbereich die Flächen abschließend mit Wasser von Trinkwasserqualität behandeln. Gegebenenfalls die Flächen mit einem hygienisch sauberen Tuch nachwischen. Nur für den professionellen Gebrauch

### Zusammensetzung

In 100 g sind enthalten:  
0,1 g 2-Phenoxyethanol  
0,35 g Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid  
0,25 g N-(3-Aminopropyl)-N-Dodecylpropan-1,3-diamin

EINWIRKZEIT	1 min.	5 min.	60 min.
-------------	--------	--------	---------

### TMS SENSITIVE WIPES

Bakterizide	EN 13727 / EN 1276 EN 16615	hohe Belastung	✓
Levurozid	EN 13624* / EN 1650 EN 16615	hohe Belastung	✓
Tuberkulozid (M. terrae)	EN 14348	hohe Belastung	✓
Begrenzt viruzid (Modified Vaccinia Ankara)	EN 14476 Virus-4-Felder-Test	hohe Belastung	✓
Begrenzt viruzid PLUS (Adenovirus Typ 5, Murines Norovirus)	EN 14348*	niedrige Belastung	✓

\* getestet an Referenz Tuch

### PRODUKTSORTIMENT UND SPEZIFIKATION

ARTIKELNUMMER	GEBINDEGRÖSSE	GEBINDEART	MAßE	UMKARTON
M2114392 Neutral	1 x 80 Tücher	Flowpack	22 x 20 cm	12 x 80 Tücher

### BAuA Biozid Registriernummer

N-118225

### Medizinproduktklasse

Ila



NEUTRAL

## TMS SENSITIVE WIPES

Alkoholfreie Desinfektionstücher

VAH

IHO



### Chemisch-physikalische Daten

Farbe farblos  
Aussehen klar  
Zustand flüssig  
pH-Wert (20°C) 8,5-10,5  
Dichte (20°C) 0,987 – 1,0030 g/ml

### Lagerung und Haltbarkeit

Haltbarkeit  
24 Monate  
Haltbarkeit im Anbruchgebinde  
28 Tage  
Gebinde nach jeder Verwendung  
sorgfältig wiederverschließen. Nur feuchte Tücher  
verwenden.

### Entsorgung

Die Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften des zuständigen Bundeslandes erfolgen. Bitte beachten Sie auch die Hinweise aus dem Sicherheitsdatenblatt.

### Anforderungen an die Lagerumgebung

Bewahren Sie das Produkt in verschlossenem Zustand an einem gut belüfteten Ort auf und schützen Sie es gegen unbefugten Zugriff. Beachten Sie die nachfolgenden Temperaturgrenzen für die Lagerung.

BESCHREIBUNG	EINHEIT	WERT
Temperaturgrenzen für die kurzzeitige Lagerung (Min. - Max.)	[°C]	0 - 40 <sup>1)</sup>
Umgebungstemperatur für die dauerhafte Lagerung gemäß Haltbarkeit (Min. - Max.)	[°C]	20 - 25

<sup>1)</sup> Eine kurzzeitige Lagerung (höchstens 24 h) bis maximal 40 °C hat keine Auswirkung auf die Wirksamkeit des Produkts.

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen Lesen.

