

DATENBLATT

Cleartest Multi Dip

Art.-Nr.: C3 30605B



In 2 verschiedenen Kombinationen lieferbar.

In der 10er-Packung mit Universalbehältern.

Testdurchführung:

1. Universalbehälter füllen
2. MULTI-DIP Drogenteststreifen für
10 - 15 Sekunden in den Urin eintauchen
3. Auswertung nach 5 Minuten

Nur für medizinisches Fachpersonal

Schnellinfo



URIN



NACH 5 MIN

DATENBLATT

Cleartest Multi Dip

Art.-Nr.: C3 30605B

Typ	PZN	REF	VE
12 Drogen	11138598	C3 306012-1	1 Test
12 Drogen	11138581	C3 306012	10 Teste
6 Drogen	03200283	C3 30605B-1	1 Test
6 Drogen	04031523	C3 30605B	10 Teste

Artikel	REF	Menge	Einzelpreis	Gesamtbetrag

zzgl. gesetzl. MwSt.

Persönliche Angabe:

Kundennummer: _____

Firma: _____

Vorname: Nachname: _____

E-Mail: _____

Straße, Hausnummer: _____

PLZ, Ort: _____

Hiermit bestelle ich verbindlich:

Stempel / Adresse

Datum / Unterschrift

Sie bestellen zu unseren AGBs, unsere gültigen AGBs finden Sie unter <https://www.servoprax.de/agb/>