

SAPONMATIC HYGIENE



Hygiene-Vollwaschmittel zur chemo-thermischen Wäschedesinfektion ab 60°.

Geeignet für alle waschbaren Textilien und Wäschearten.

Wirksam gegen:

- ✓ MRSA
- ✓ HI Virus
- ✓ Noroviren

unter Beachtung der bestätigten Einwirkkonzentration und Einwirkzeiten von VAH und RKI.

zertifiziert VAH und Robert Koch Institut: A + B Listung

Anwendung als Hygiene-Vollwaschmittel - zur Wäschedesinfektion

| | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| Dosierung: | 5 g/ je Liter Waschflotte |
| Einwirkzeit | 15 Minuten VAH 20 Minuten RKI A+B |
| Temperatur: | 60° |
| Flottenverhältnis: | 1 : 5 |



Anwendung als hochwirksames Vollwaschmittel

Dosierempfehlung für 1 kg Trockenwäsche:

| Wasserhärte | leicht verschmutzt | normal verschmutzt | stark verschmutzt |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| I (bis 10° dH) weich | 11 g = 15 ml | 25 g = 33 ml | 32 g = 43 ml |
| II (10-16° dH) mittel | 12 g = 16 ml | 25 g = 33 ml | 35 g = 47 ml |
| III - IV (über 16° dH) hart - sehr hart | 13 g = 17 ml | 27 g = 36 ml | 38 g = 51 ml |